



**KBC SPLIT**

**Zavod za medicinsku-laboratorijsku dijagnostiku**

**FIRULE - tel : 021 556-577**

**KRIŽINE - tel : 021 557-465**

# **KATALOG PRETRAGA**

za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

**2017**

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## ACIDOBAZNI STATUS I OKSIMetriJA

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Acidobazni status (ABS)	aK, vK, kK	heparinizirana šprica ili kapilara	Uzorak <b>ODMAH</b> dostaviti.	
Methemoglobin	aK, vK (Li-heparin)	zeleni čep	Uzorak <b>ODMAH</b> dostaviti.	
Karboksihemoglobin	aK, vK (Li-heparin)	zeleni čep	Uzorak <b>ODMAH</b> dostaviti.	

## HEMATOLOŠKE PRETRAGE

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Sedimentacija eritrocita (SE)	vK (Na-citrat)	crni čep		
Kompletna krvna slika (KKS)	vK, kK (K3EDTA)	ljubičasti čep		
Retikulociti (Rtc)	vK, kK (K3EDTA)	ljubičasti čep		
Indeks zrelosti retikulocita	vK, kK (K3EDTA)	ljubičasti čep		
% hipokromnih eritrocita	K, kK (K3EDTA)	ljubičasti čep		
Osmotska rezistencija eritrocita	vK (Li-heparin)	zeleni čep		Dostaviti 1 epruvetu od 5 mL.
Sadržaj Hb u retikulocitima (CHr)	vK, kK (K3EDTA)	ljubičasti čep		

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## IMUNOFENOTIPIZACIJA

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Imunofenotipizacija limfocita (T+B+NK+ostalo) periferne krvi; n biljega	vK (K3EDTA)	ljubičasti čep		<b>ZA PRETRAGU SE POTREBNO NARUČITI,</b> tel : 557-465
Imunofenotipizacija stanica bronho-alveolarnog lavata	BAL			<b>ZA PRETRAGU SE POTREBNO NARUČITI,</b> tel : 557-465
Imunofenotipizacija CD34 matičnih stanica i prastanica u krvi i presatku	vK (K3EDTA)	ljubičasti čep		

## SUPSTRATI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Glukoza	S, P (Li-heparin), kK ili P (NaF)	žuti, crveni, zeleni ili sivi čep		Za dijagnozu šećerne bolesti-preporučeni uzorak je plazma (NaF).
Urea	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Kreatinin	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Urati	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Bilirubin ukupni	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Bilirubin konjugirani	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Amonijak	P (Li-heparin)	zeleni čep	Uzorak dostaviti <b>ODMAH</b> na ledu.	
Laktat	P (NaF)	sivi čep	Uzorak dostaviti <b>ODMAH.</b>	
Homocistein	S	žuti ili crveni čep	Uzorak dostaviti <b>ODMAH</b> na ledu.	
Hemoglobin A1c (HbA1C)	vK (K3EDTA)	ljubičasti čep		

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## ENZIMI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Alanin aminotransferaza (ALT)	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Aspartat aminotransferaza (AST)	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Gama-glutamil transferaza (GGT)	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Alkalna fosfataza (ALP)	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Koštani izoenzim alkalne fosfataze (KALP)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna
Laktat dehidrogenaza (LDH)	S,P (Li-heparin)	žuti ili crveni čep		
Angiotenzin konvertirajući enzim (ACE)	S	žuti ili crveni čep		
Amilaza (AMI-S)	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Lipaza	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Kreatin-kinaza (CK)	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
CK-MB (masena koncentracija)	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Kolinesteraza (CHE)	S	žuti ili crveni čep		
Glukoza-6-fosfat dehidrogenaza (G-6-PDH))	vK (Li-heparin)	zelenii čep	Uzorak dostaviti utorkom ili četvrtkom do 11h.	

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## ELEKTROLITI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Natrij (Na)	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Kalij (K)	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Kloridi (Cl)	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Anorganski fosfor (P)	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Kalcij (Ca)	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Kalcij ionizirani (Ca <sup>++</sup> )	S	crveni čep	Uzorak dostaviti <b>ODMAH.</b>	
Magnezij (Mg)	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Osmolalnost	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		

## MIKROELEMENTI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Željezo (Fe)	S	žuti ili crveni čep		Upute za pripremu bolesnika prije određivanja željeza.
Bakar (Cu)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza prvi slijedeći ponedjeljak.
Nezasićeni kapacitet vezivanja željeza (UIBC)	S	žuti ili crveni čep		
Ukupni kapacitet vezivanja željeza (TIBC)	S	žuti ili crveni čep		

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## LIPIDI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Kolesterol	S	žuti ili crveni čep		Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.
Trigliceridi	S	žuti ili crveni čep		Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.
HDL- kolesterol	S	žuti ili crveni čep		Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.
LDL - kolesterol	S	žuti ili crveni čep		Upute za pripremu bolesnika prije određivanja lipidnog statusa.

## PROTEINI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Ukupni proteini	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Albumin	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
C reaktivni protein (CRP)	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Prokalcitonin	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Troponin I	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Mioglobin	S,P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
proBNP	S, P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Feritin	S	žuti ili crveni čep		
Haptoglobin	S	žuti ili crveni čep		
Transferin	S	žuti ili crveni čep		

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## PROTEINI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Topljivi transferinski receptori	S	žuti ili crveni čep		
Ceruloplazmin	S	žuti ili crveni čep		
$\alpha$ 1-antitripsin	S	žuti ili crveni čep		
C3 komponenta komplemeta (C3)	S	žuti ili crveni čep		
C4 komponenta komplemeta (C4)	S	žuti ili crveni čep		
Elektroforeza proteina (EFP)	S	žuti ili crveni čep		
Elektroforeza hemoglobina (EFHb)	vK (Li-heparin)	zeleni čep		Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Imunoglobulin A (IgA)	S	žuti ili crveni čep		
Imunoglobulin M (IgM)	S	žuti ili crveni čep		
Imunoglobulin G (IgG)	S	žuti ili crveni čep		
Ukupni imunoglobulin E (IgE)	S	žuti ili crveni čep		
Imunofiksacija serumskih proteina	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Slobodni kapa laki lanci imunoglobulina	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Slobodni lambda laki lanci imunoglobulina	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
$\beta$ 2 mikroglobulin ( $\beta$ 2MIKRO)	S	žuti ili crveni čep		
Krioglobulini	S	crveni čep	Uzorkovanje isključivo u našem laboratoriju na lokalitetu <b>Križine</b> ponedjeljkom.	
Cistatin C	S	žuti ili crveni čep		

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## TUMORSKI BILJEZI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Alfa fetoprotein (AFP)	S	žuti ili crveni čep		
Karcinoembrionalni antigen (CEA)	S	žuti ili crveni čep		
Ugljikohidratni antigen 125 (CA125)	S	žuti ili crveni čep		
Ugljikohidratni antigen 15-3 (CA15-3)	S	žuti ili crveni čep		
Ugljikohidratni antigen 19-9 (CA19-9)	S	žuti ili crveni čep		
CYFRA 21.1	S	žuti ili crveni čep		
Prostata specifični antigen-ukupni (tPSA)	S	žuti ili crveni čep		
Prostata specifični antigen-slobodni (fPSA)	S	žuti ili crveni čep		
Neuron specifična enolaza (NSE)	S	žuti ili crveni čep	Uzorak dostaviti do 12 h.	
S100	S	žuti ili crveni čep		Biotin koji je sastav mnogih suplemenata ne smije se uzimati najmanje 8 sati prije uzorkovanja. Izdavanje nalaz prvi idući ponedjeljak.
SCC	S	žuti ili crveni čep		
Kromogranin A	S	žuti ili crveni čep		Bolesnik minimalno dva tjedna prije uzorkovanja mora prekinuti terapiju inhibitorima protonske pumpe. Uzimanje antagonista H2-receptora ne utječe na koncentraciju kromogranina. Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.

## HORMONI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Luteinizirajući hormon (LH)	S	žuti ili crveni čep		
Folikul stimulirajući hormon (FSH)	S	žuti ili crveni čep		
Estradiol (E2)	S	žuti ili crveni čep		



Progesteron	S	KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu Zuđ III c. Veni cep	
-------------	---	--	--

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## HORMONI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
17-OH progesteron	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Androstendion	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
DHEA-S	S	žuti ili crveni čep		
Anti Mullerian hormon (AMH)	S	žuti ili crveni čep		
SHBG	S	žuti ili crveni čep		
Testosteron -ukupni	S	žuti ili crveni čep		
Testosteron-slobodni	S	žuti ili crveni čep		
Prolaktin (PRL)	S	žuti ili crveni čep		
Inzulin	S	žuti ili crveni čep		
Hormon rasta (HR)	S	crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.
C-peptid	S	žuti ili crveni čep		
Faktor rasta sličan inzulinu (IGF-1)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.
Vezujući protein 3 faktora rasta sličnog inzulinu (IGF-BP3)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.
Ukupni kortizol	S, P (K3EDTA)	žuti, crveni ili ljubičasti čep		Ukoliko se istovremeno određuje i ACTH dovoljan je jedan spremnik s ljubičastim čepom (K3EDTA).
Adrenokortikotropni hormon (ACTH)	P (K3EDTA)	ljubičasti čep	Uzorak dostaviti ODMAH na ledu.	
Paratiroidni hormon (PTH)	S, P (K3EDTA)	žuti, crveni ili ljubičasti čep		
βHCG	S, P (Li-heparin)	žuti, crveni ili zeleni čep		
Tiroidni stimulirajući hormon (TSH)	S	žuti ili crveni čep		

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## HORMONI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Trijodtironin (T3)	S	žuti ili crveni čep		
Tiroksin (T4)	S	žuti ili crveni čep		
Slobodni trijodtironin (FT3)	S	žuti ili crveni čep		
Slobodni tiroksin (FT4)	S	žuti ili crveni čep		
Inhibin B	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar mjesec dana.

## LIJEKOVI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Karbamazepin	S, P (Li-heparin)	crveni ili zeleni čep		Za praćenje terapije uzorak se uzima u epruvetu BEZ GELA prije uzimanja jutarnje doze ili u slučajnom uzorku kod sumnje na predoziranje..
Fenobarbital	S, P (Li-heparin)	crveni ili zeleni čep		Za praćenje terapije uzorak se uzima u epruvetu BEZ GELA prije uzimanja jutarnje doze ili u slučajnom uzorku kod sumnje na predoziranje.
Valproična kiselina	S, P (Li-heparin)	crveni ili zeleni čep		Za praćenje terapije uzorak se uzima u epruvetu BEZ GELA prije uzimanja jutarnje doze ili u slučajnom uzorku kod sumnje na predoziranje.
Sirolimus	vK (K2 i K3EDTA)	ljubičasti čep		Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Takrolimus	vK (K2 i K3EDTA)	ljubičasti čep		Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Ciklosporin	vK (K2 i K3EDTA)	ljubičasti čep		Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Everolimus	vK (K2 i K3EDTA)	ljubičasti čep		Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Litij	S	žuti ili crveni čep		Za praćenje terapije uzorak krvi se uzima prije uzimanja jutarnje doze.
Metotreksat	S	crveni čep		
Digoksin	S, P (Li-heparin)	crveni ili zeleni čep		Za praćenje terapije uzorak se uzima prije uzimanja jutarnje doze ili u slučajnom uzorku kod sumnje na predoziranje.

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## KOAGULACIJA

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNİK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
PV - udjel	P (Na-citrat)	plavi čep		
PV-INR	P (Na-citrat)	plavi čep		
APTV	P (Na-citrat)	plavi čep		
aPTV omjer	P (Na-citrat)	plavi čep		
Trombinsko vrijeme	P (Na-citrat)	plavi čep		
Fibrinogen	P (Na-citrat)	plavi čep		
D-dimeri	P (Na-citrat)	plavi čep		
Inhibitori na faktore koagulacije-probiranje	P (Na-citrat)	plavi čep	Potreban dogovor s laboratorijem	Dogovor na tel: 556 - 733
Inhibitori na faktore koagulacije-kvantitativno	P (Na-citrat)	plavi čep	Potreban dogovor s laboratorijem	Dogovor na tel: 556 - 733
APC rezistencija	P (Na-citrat)	plavi čep		
Agregacija trombocita- Multiplate	vK (Na-citrat)	plavi čep		Pretraga se radi usvrhu praćenja antiagregacijske terapije, uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.
Heparin (LMWH) - antiX-a	P (Na-citrat)	plavi čep		Uzorak se uzima 3-4 sata nakon zadnje doze.
PFA - kapacitet primerne hemostaze	vK (Na-citrat)	plavi čep		Uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.
Antitrombin (AT)	P (Na-citrat)	plavi čep		
C1-INHIBITOR-aktivnost	P (Na-citrat)	plavi čep		
FII- aktivnost	P (Na-citrat)	plavi čep		

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## KOAGULACIJA

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNİK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
FIX- aktivnost	P (Na-citrat)	plavi čep		
FXI- aktivnost	P (Na-citrat)	plavi čep		
FXII- aktivnost	P (Na-citrat)	plavi čep		
FXIII- aktivnost	P (Na-citrat)	plavi čep		
FV- aktivnost	P (Na-citrat)	plavi čep		
FVII- aktivnost	P (Na-citrat)	plavi čep		
FVIII- aktivnost	P (Na-citrat)	plavi čep		
FX- aktivnost	P (Na-citrat)	plavi čep		
vWFR:Rco	P (Na-citrat)	plavi čep		
Fibrinoliza	P (Na-citrat)	plavi čep		
Protein C (PC)	P (Na-citrat)	plavi čep		
Protein S (PS)	P (Na-citrat)	plavi čep		Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
Lupus antikoagulans (LAC)	P (Na-citrat)	plavi čep		Uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.
Tromboelastografija (TEG)	vK (Na-citrat)	plavi čep		Uzorak obavezno izvaditi u spremnik volumena 4.5 mL.

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## VITAMINI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Folna kiselina	S	žuti ili zeleni čep		
Vitamin B12	S	crveni čep		
Ukupni 25-OH Vitamin D (25-OHD)	S	žuti ili zeleni čep		

## KOŠTANI BILJEZI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
total P1NP	P (K3EDTA)	ljubičasti čep		
N-MID Osteocalcin	P (K3EDTA)	ljubičasti čep		
βCrossLaps	P (K3EDTA)	ljubičasti čep		

## ALKOHOL I SREDSTVA OVISNOSTI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Etanol	S, P (Li-heparin)	crveni ili zeleni čep		Ne smije se koristiti alkohol kao dezinfekcijsko sredstvo pri uzimanju kvi.
Benzodiazepini - probir	porcija urina	posuda za urin		Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Amfetamini - probir	porcija urina	posuda za urin		Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Kokain - probir	porcija urina	posuda za urin		Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom
Opijati - probir	porcija urina	posuda za urin		Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## ALKOHOL I SREDSTVA OVISNOSTI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Metadon - probir	porcija urina	posuda za urin		Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.
Kanabinoidi - probir	porcija urina	posuda za urin		Slučajni uzorak urina uzet pod nadzorom.

## PRETRAGE U TRUDNOĆI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
RANI KOMBINIRANI PROBIR - I TRIMESTAR TRUDNOĆE	S	žuti ili crveni čep		Vađenje srijedom i četvrtkom. Obavezno donijeti i odgovarajući formular sa UZV pregleda potpisan od ginekologa. Nalaz predignuti ponedjeljkom iza 11h na Ginekološkoj poliklinici.
DOUBLE TEST ZA II TRIMESTAR TRUDNOĆE	S	žuti ili crveni čep		Vađenje srijedom. Obavezno donijeti i odgovarajući formular sa UZV pregleda potpisan od ginekologa. Nalaz predignuti ponedjeljkom iza 11h na Ginekološkoj poliklinici.
Određivanje zrelosti fetalnih pluća preko broja lamelarnih tjelešaca	plodova voda			Dostaviti isti dan do 11h.
Apsorpcijska krivulja amnijske tekućine	plodova voda			Dostaviti isti dan do 11h.

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## BILJEZI HEPATITISA

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Anti -HAV	S	žuti ili crveni čep		
Anti-HAV IgM	S	žuti ili crveni čep		
HBsAG	S	žuti ili crveni čep		
Anti-HBs	S	žuti ili crveni čep		
Anti - HBc	S	žuti ili crveni čep		
Anti - HBc IgM	S	žuti ili crveni čep		
HBeAg	S	žuti ili crveni čep		
Anti-Hbe	S	žuti ili crveni čep		
Anti-HCV	S	žuti ili crveni čep		

## PRETRAGE U STOLICI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Okultno krvarenje	F	Originalni spremnik za uzimanje uzorka	Prije uzorkovanja spremnik potrebno uzeti u laboratoriju	Upute za pripremu bolesnika prije testa na okultno krvarenje u stolici-imunokemijski test.
Kalprotektin	F	Spremnik za stolicu		Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.



## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## LABORATORIJSKA IMUNOLOGIJA

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Reumatoidni faktor (RF)	S	žuti ili crveni čep		
Cirkulirajući imunokompleksi (CIK C3d i IgG)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na kardiolipin - IgM (aCL-IgM)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na $\beta$ -2-glikoprotein I-IgG ( $\beta$ -2-GPI IgG)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na $\beta$ -2-glikoprotein I - IgM ( $\beta$ -2-GPI IgM)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na endomizija (EMA)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na tkivnu transglutaminazu - IgG (tTg-IgG)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na tkivnu transglutaminazu - IgA (tTg-IgA)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glijadin - IgG (AGA-IgG)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glijadin - IgA (AGA-IgA)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na deamidirane glijadinske peptide - IgG (anti-DPG-IgG)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na deamidirane glijadinske peptide - IgA (anti-DPG-IgA)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antinuklearna antitijela (ANA)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na ekstraktibilne nuklearne antigene (ENA)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na SS-A (Ro) antigen	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na SS-B (La) antigen	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Sm antigen	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## LABORATORIJSKA IMUNOLOGIJA

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Antitijela na U1-RNP antigen	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Scl-70 antigen	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Jo-1 antigen	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na centromere (ACA)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na ribosomski P protein (RPP)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na dsDNA	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na proteinazu 3 (PR3-ANCA)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na mijeloperoksidazu (MPO-ANCA)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glomerularnu bazalnu membranu (GBM/AGBM)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na glatku muskulaturu (AGLM)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na mitohondrije (AMA)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na M2 antigen mitohondrija (AMA M2)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na mikrosome jetre i bubrega usmjerena na LKM-1 antigen	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na topljivi jetreni antigen/antitijela na mikrosome jetre i pankreasa (SLA/LP)	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Antitijela na Hu, Yo, Ri antigene	S	žuti ili crveni čep		Izdavanje nalaza unutar 3 tjedna.
Anti-CCP	S	žuti ili crveni čep		
Antigangliozidna antitijela	S	žuti ili crveni čep	3 dana na na 2 - 8 °C Na duži vremenski period uzorak se pohranjuje na - 20 °C.	

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## PRETRAGE U MOKRAĆI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
URIN (kemijski pregled)	U	posuda za urin		Upute za uzimanje uzorka mokraće za kvalitativnu analizu.
URIN (sediment)	U	posuda za urin		Upute za uzimanje uzorka mokraće za kvalitativnu analizu.
Urea	U, dU	posuda za urin / spremnik za 24-satni urin		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kreatinin	U, dU	posuda za urin / spremnik za 24-satni urin		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Standardni klirens kreatinina	dU i S	spremnik za 24-satni urin / crveni, žuti ili zeleni čep		Uz uzorak urina obavezno dostaviti i uzorak krvi za određivanje kreatinina te podatke o visini i težini pacijenta.
Natrij (Na)	U, dU	posuda za urin / spremnik za 24-satni urin		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kalij (K)	U, dU	posuda za urin / spremnik za 24-satni urin		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kloridi (Cl)	U, dU	posuda za urin / spremnik za 24-satni urin		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Anorganski fosfor (P)	U, dU	posuda za urin / spremnik za 24-satni urin		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Kalcij (Ca)	U, dU	posuda za urin / spremnik za 24-satni urin		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Magnezij (Mg)	U, dU	posuda za urin / spremnik za 24-satni urin		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Amilaza (AMI-U)	U	posuda za urin		
Osmolalnost	U, dU	posuda za urin / spremnik za 24-satni urin		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Ukupni proteini	U, dU	posuda za urin / spremnik za 24-satni urin		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Albumin	U, dU	posuda za urin / spremnik za 24-satni urin		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Omjer albumin/kreatinin u urinu (ACR)	U	posuda za urin		Preporučeni uzorak je prvi jutarnji urin, obavezno naglasiti o kojem se uzorku urina radi
Omjer proteini/kreatinin u urinu (PCR)	U	posuda za urin		Preporučeni uzorak je prvi jutarnji urin.
Slobodni lambda laki lanci imunoglobulina	dU	spremnik za 24-satni urin		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.Izdavanje nalaza unutar 7 dana.
β2 mikroglobulin (β2MIKRO)	U, dU	posuda za urin / spremnik za 24-satni urin		
Bence Jones protein	dU	spremnik za 24-satni urin		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.Izdavanje nalaza unutar 7 dana.

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## PRETRAGE U MOKRAĆI

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Kateholamini	zakiseljeni dU	spremnik za 24-satni urin s dodanom kiselinom	Prije sakupljanja 24-satnog urina potrebno pravilno pripremiti pacijenta i doći u laboratorij po spremnik s kiselinom	Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
Metanefrini	zakiseljeni dU	spremnik za 24-satni urin s dodanom kiselinom	Prije sakupljanja 24-satnog urina potrebno pravilno pripremiti pacijenta i doći u laboratorij po spremnik s kiselinom	Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
17-CO steroidi	zakiseljeni dU	spremnik za 24-satni urin s dodanom kiselinom	Prije sakupljanja 24-satnog urina potrebno pravilno pripremiti pacijenta i doći u laboratorij po spremnik s kiselinom	Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
17-OH steroidi	zakiseljeni dU	spremnik za 24-satni urin s dodanom kiselinom	Prije sakupljanja 24-satnog urina potrebno pravilno pripremiti pacijenta i doći u laboratorij po spremnik s kiselinom	Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
Adrenalin	zakiseljeni dU	spremnik za 24-satni urin s dodanom kiselinom	Prije sakupljanja 24-satnog urina potrebno Pravilno pripremiti pacijenta i doći u laboratorij po spremnik s kiselinom	Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
Vanil mandelična kiselina (VMA)	zakiseljeni dU	spremnik za 24-satni urin s dodanom kiselinom	Prije sakupljanja 24-satnog urina potrebno pravilno pripremiti pacijenta i doći u laboratorij po spremnik s kiselinom	Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
5-hidroksi indol octena kiselina (5-HIAA)	zakiseljeni dU	spremnik za 24-satni urin s dodanom kiselinom	Prije sakupljanja 24-satnog urina potrebno pravilno pripremiti pacijenta i doći u laboratorij po spremnik s kiselinom	Upute za sakupljanje 24-satne mokraće za određivanje katekolamina, VMA, 5-HIAA, steroida.
Ukupni porfirini	dU	Spremnik zaštićen od svjetla (tamna boca ili boca obložena aluminijskom folijom)		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
5-aminolevulinska kiselina	dU	Spremnik zaštićen od svjetla (tamna boca ili boca obložena aluminijskom folijom)		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Koproporfirini	dU	Spremnik zaštićen od svjetla (tamna boca ili boca obložena aluminijskom folijom)		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Uroporfirini	dU	Spremnik zaštićen od svjetla (tamna boca ili boca obložena aluminijskom folijom)		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.
Porfobilinogen (PBG)	dU	Spremnik zaštićen od svjetla (tamna boca ili boca obložena aluminijskom folijom)		Upute za sakupljanje 24-satne mokraće.

## KATALOG PRETRAGA za KBC Split i ustanove za kućnu njegu

## PRETRAGE U LIKVORU

NAZIV PRETRAGE	UZORAK	SPREMNIK	UVJETI DOSTAVE	NAPOMENA
Eritrociti i leukociti u likvoru (Fuchs-Rosenthal komorica)	CSF	čisti spremnik bez aditiva	Uzorak dostaviti <b>ODMAH</b>	
Natrij (Na)	CSF	čisti spremnik bez aditiva		
Kalij (K)	CSF	čisti spremnik bez aditiva		
Kloridi (Cl)	CSF	čisti spremnik bez aditiva		
Glukoza	CSF	čisti spremnik bez aditiva		
Laktat	CSF	čisti spremnik bez aditiva		
Ukupni proteini	CSF	čisti spremnik bez aditiva		
Albumin	CSF	čisti spremnik bez aditiva		
Imunoglobulin A (IgA)	CSF	čisti spremnik bez aditiva		
Imunoglobulin M (IgM)	CSF	čisti spremnik bez aditiva		
Imunoglobulin G (IgG)	CSF	čisti spremnik bez aditiva		
Oligoklonski imunoglobulin G u likvoru (oligoklonske vrpce)	CSF i S	čisti spremnik bez aditiva		Zbog pravilne evaluacije nalaza potrebno je uz uzorak likvora dostaviti i serum. Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.
Kvocijent IgG, IgA, IgM u likvoru (Reibergram)	CSF i S	čisti spremnik bez aditiva		Zbog pravilne evaluacije nalaza potrebno je uz uzorak likvora dostaviti i serum. Izdavanje nalaza unutar 2 tjedna.